

ORTHOPÉDIQUE



EC3D ORTHO- PÉDIQUE

NOUVELLE COLLECTION

Bas compressif orthopédique

20-30 mmHg



Balthazard
DISTRIBUTION INC.

Tél.: 1.514.835.0554

INFO@BALHAZARDDISTRIBUTION.COM | WWW.BALHAZARDDISTRIBUTION.COM



COLLECTION FIBRE DE CUIVRE



FIBRE INFUSÉE DE CUIVRE

Plus qu'une simple réduction de l'odeur et des symptômes causés par les bactéries et les champignons. Les fibres infusées de cuivre renforcent l'apparence, la texture, le tonus et le bien-être de la peau.

DIAMOND COPPER

EC810C

Contient

55% Cutec (Cuivre)

20% Polyamide

15% Élasthanne

10% Sorbtek

Compression graduée

20-30 mmHg

Offert en version longue (L)
et en version courte (S)



COP

- Fourni une compression thérapeutique pour aider à améliorer la circulation sanguine
- Préviens les varices
- Améliore la stabilité musculaire en mouvement pour une meilleure coordination
- Aide à réduire l'enflure et la fatigue des jambes
- Fibres de cuivre conçues pour aider la guérison des ulcères veineux de la jambe

Énergisez les pieds et les jambes fatigués avec les bas de compression Diamond Copper. Le secret est la fusion de deux technologies : la compression graduée et les fibres infusées de cuivre. Aide à soulager les inconforts et les douleurs causées par le pied d'athlète et les ulcères de jambe. Contient des antimicrobiens éliminant naturellement les odeurs et les symptômes causés par les bactéries et les champignons. Fait de matériel respirant et confortable qui aide à améliorer l'apparence et la texture de la peau. Parfait pour un usage quotidien.

PRIMARY COPPER

BAS DE COMPRESSION

Contient

55% Cutec (Cuivre)

30% Polyamide

15% Élasthanne

Compression graduée

20-30 mmHg



PRIMARY COPPER

EC820C



COP


Offert en version longue (L)
et en version courte (S)

- Fourni une compression thérapeutique pour aider à améliorer la circulation sanguine
- Préviens les varices
- Améliore la stabilité musculaire en mouvement
- pour une meilleure coordination
- Aide à réduire l'enflure et la fatigue des jambes
- Fibres de cuivre conçues pour aider la guérison des ulcères veineux de la jambe et du pied

Le bas Primary Copper est parfait pour soulager les chevilles et les pieds enflés. Fait avec une fibre de cuivre qui absorbe l'humidité, réduit les odeurs et la formation de bactéries. Améliore l'apparence et la texture de la peau. Il aide à soulager les symptômes des varices et l'excès d'œdème. Assiste à la guérison des plaies ouvertes pour les patients souffrant d'insuffisance veineuse. Chaussette spécifique gauche / droite maximisant l'efficacité de la compression. Rembourrage ciblé au talon et aux orteils pour protéger les pieds contre le frottement. Convient pour un usage quotidien

PRIMARY COPPER

TWIST EC822B



COP

- Support ajustable à l'arche du pied
- Aide à réduire les douleurs, crampes et l'inflammation du pied
- Aide au traitement de la fasciite plantaire
- Aide à améliorer la posture

Le bas Primary Copper Twist est le seul bas sur le marché qui offre la possibilité de rotation (twist) à l'arche du pied, il aide à corriger les déviations légères du pied (supination ou pronation). En plus de soulager les douleurs associées à la fasciite plantaire, il améliore la posture et la proprioception du pied. Fabriqué avec une fibre de cuivre, il aide à réduire les symptômes causés par les bactéries et les champignons améliorant l'apparence et la texture de la peau. Sa finition souple, sans élastique et sans couture procure un confort sans pareil. Parfait pour un usage quotidien.



- Fourni une compression thérapeutique pour aider à améliorer la circulation sanguine
- Améliore la stabilité musculaire en mouvement pour une meilleure coordination
- Préviens les varices
- Aide à réduire l'enflure et la fatigue des jambes

Chaussette légère et mince pour contrôler l'humidité et assurer un confort maximum. Favorise la circulation sanguine et réduit l'enflure afin de maintenir des jambes saines et énergisées. Sans couture aux orteils, les Bas Infinity assurent un ajustement parfait sans jamais glisser vers le bas. Parfait pour un usage quotidien.

Offert en version longue (L) et en version courte (S)

INFINITY EC830C



Contient

85% Polyamide
15% Élasthane

Compression graduée
20-30 mmHg



Charte de mesures pour les bas orthopédiques								
O TOUR DE CHEVILLE	7 po-8,5po (18-21,5cm)		8,5 po-10po (21,5-25,5cm)		10 po-11,5po (25,5-29cm)		11,5 po-14po (29-36cm)	
H TOUR DU MOLLET	11po-15,5po (28-39cm)		12,5po-17,5po (31,1-45cm)		14po-20po (35,5-51cm)		16po-24po (41-61cm)	
K LONGUEUR DU MOLLET	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)
GRANDEURS	2S	2L	3S	3L	4S	4L	5S	5L

Pour le Primary Copper Twist (EC822S)				
	2S	3S	4S	5S
N HOMME US [Grandeur soulier]	6-7	7-9	9,5-11,5	12+
P FEMME US [Grandeur soulier]	6-8	8-10	10-12	13+

Le tableau des grandeurs est une suggestion du manufacturier et l'ajustement peut varier d'une personne à l'autre selon la morphologie.
<VERSION LONGUE> : hauteur du genou au sol 16 pouces et plus.
<VERSION COURTE> : hauteur du genou au sol 16 pouces et moins.

