



# Angel Care

Vêtements de compression médicaux

**AngelCare** est une gamme révolutionnaire de vêtements compressifs sans couture qui offre un soutien post-chirurgical des plus confortables sur le marché. Notre design unique résulte en des vêtements thérapeutiques sans couture s'adaptant parfaitement à toutes les courbes du corps.

Les vêtements **AngelCare** fournissent un soutien efficace qui diminue l'œdème postopératoire et qui peut aider à réduire la douleur. Porter un vêtement compressif après une chirurgie permet de replacer la peau sur les tissus cicatriciels, et ainsi diminuer le temps de récupération et peut aider à améliorer les résultats. Sa compression tridimensionnelle soutient - sans restreindre - les mouvements de tous les jours.



*Balthazard*  
DISTRIBUTION INC.

Tél. : 1.514.835.0554

INFO@BALHAZARDDISTRIBUTION.COM | WWW.BALHAZARDDISTRIBUTION.COM

## VÊTEMENTS DE COMPRESSION AVEC AGRAFES

Il est recommandé de porter le vêtement durant 4-6 semaines après la chirurgie



P1 302A

aa  
bb  
cc

Disponible en beige

Taille S à 6X



P1 303A

aa  
bb

Disponible en beige ou noir

Taille S à 6X

Trois rangées d'agrafes sont disponibles pour s'ajuster confortablement.

La gamme de produits post-chirurgicaux est conçue avec 3 niveaux d'ajustement d'agrafes afin de suivre l'évolution postopératoire du corps. Afin que l'élasticité du vêtement ne soit pas compromise, des agrafes sont stratégiquement positionnées sur l'intérieur des cuisses et sur l'abdomen. Il n'y a donc aucune perte de mouvement et chaque membre peut être ajusté indépendamment selon l'inflammation. Les agrafes sont espacées d'une distance de 2 cm et appliquent une pression égale sur le corps. Une fois les vêtements fixés, ils restent bien en place et leur confort est indiscutable.

### LES VÊTEMENTS DE COMPRESSION AVEC AGRAFES SONT IDÉAUX POUR :

- ◆ Liposuction abdominale et des cuisses
- ◆ Hernie abdominale
- ◆ Abdominoplastie
- ◆ Redrapage des cuisses
- ◆ Implants fessiers
- ◆ Lifting bas du corps
- ◆ Chirurgie corporelle suite à une perte de poids importante

P1 405

## VESTE POUR LES BRAS

La veste pour les bras est conçue de façon à compresser doucement les bras afin de diminuer l'inflammation et la douleur post-chirurgicale. Les manches sont non irritantes sous les bras et 3 niveaux d'ajustement d'agrafes situés sur l'abdomen permettent un plus grand confort.

### IDÉAL POUR:

- ◆ L'œdème aux bras
- ◆ Liposuction des bras

**N.B.** Référez-vous au tableau des grandeurs pour savoir quelles mesures vous devez nous fournir. Fiez-vous aux lettres inscrites à chaque produit.




aa  
dd

Disponible en beige ou noir

Taille S à 3X

## OÙ PRENDRE LES MESURES ?

Tableau des grandeurs (circonférence)



Grandeur	Petit	Medium	Large	XLarge	1X	2X	3X	4X	5X	6X
aa - Taille	25-27 (63,5-68,5cm)	27-30 (68,5-76cm)	30-33 (76-84cm)	33-36 (84-91,5cm)	36-39 (91,5-99cm)	39-41 (99-104cm)	41-44 (104-112cm)	44-48 (112-122cm)	48-51 (122-129,5cm)	51-54 (129,5-137cm)
bb - Hanche	34-37 (86,5-94cm)	38-40 (96,5-101,5cm)	40-43 (101,5-109cm)	43-47 (109-119,5cm)	47-50 (119,5-127cm)	50-53 (127-134,5cm)	53-57 (134,5-145cm)	57-60 (145-152,5cm)	60-63 (152,5-160cm)	63-67 (160-170cm)
cc - Cuisse	19,5-21,5 (49,5-54,5cm)	21,5-23,5 (54,5-59,5cm)	23,5-24,5 (59,5-62cm)	24,5-25,5 (62-64,5cm)	25,5-27,5 (64,5-70cm)	27,5-28 (70-71cm)	28-29 (71-73,5cm)	29-30 (73,5-76,5cm)	30-31 (76,5-78,5cm)	31-32 (78,5-81,5cm)
dd - Bras	10-11 (26-28cm)	11-12 (28-30,5cm)	12-13 (30,5-33cm)	13-14 (33-36cm)	14-15,5 (36-39,5cm)	16-17,5 (40,5-44,5cm)	N/A	N/A	N/A	N/A

## BANDE DE MATERNITÉ

La bande de maternité AngelCare™ soulage les douleurs abdominales associées à la grossesse. Sans couture, elle compresse doucement votre abdomen pour soutenir le ventre et diminuer les tensions musculaires dues au poids grandissant de votre bébé. Le soulagement est immédiat. Les fibres utilisées, le polypropylène et l'élasthanne, sont traitées avec une solution à base d'argent qui résultent en un matériel antimicrobien qui reste frais et au sec.

### IDÉAL POUR:

- ◆ Soutien lombaire
- ◆ Hernie ombilicale
- ◆ Support pour le bas ventre
- ◆ Zones de soutien tridimensionnelles

P2 100

Disponible  
en beige  
ou noir

Taille 1-2-3-4



Grandeur	1	2	3	4
Taille	37-40 (94-102cm)	40-44 (102-112cm)	44-48 (112-122cm)	48-52 (122-132cm)

## CULOTTE TAILLE HAUTE SANS COUTURE



P2 303

aa  
bb

Disponible  
en beige  
ou noir

Taille S à 2X

Ce vêtement sans couture s'enfile facilement et s'adapte à vos courbes naturelles grâce à son tissage tridimensionnel. Il soutient les zones délicates du ventre, de la région lombaire, des cuisses et des fesses. Les seules coutures que vous trouverez sont entre les jambes et celles-ci sont très minces et non irritantes. Parfait pour porter sous les vêtements, robes ou pantalons moulants, ce vêtement vous permettra d'avoir une silhouette svelte.

**N.B.** Référez-vous au tableau des grandeurs de la page 2 pour savoir quelles mesures vous devez nous fournir. Fiez-vous aux lettres inscrites à chaque produit.

### IDÉAL POUR:

- ◆ Post-maternité
- ◆ Maintien postural
- ◆ Effet gainant
- ◆ Hernie abdominale

Les vêtements AngelCare  
sont composés de :  
**70% polypropylène &  
30% élasthanne**

## VESTE ABDOMINALE POUR HOMME



P1 404

aa  
ee

Offert en beige

Taille S à 4X



La veste abdominale a été conçue spécifiquement pour les hommes. Les zones de compression sont stratégiquement conçues pour l'anatomie masculine. Elle est suffisamment longue pour bien couvrir le bas des abdominaux et ainsi convenir à tous les types de chirurgies abdominales. En dessous de la fermeture éclair, nous avons ajouté des agrafes afin de faciliter l'enfilement.

### IDÉAL POUR:

- ◆ Liposuction abdominale
- ◆ Abdominoplastie
- ◆ Hernie abdominale
- ◆ Implants pectoraux

### Tableau des grandeurs pour le P1 404 seulement (circonférence)

Grandeur	Petit	Medium	Large	XLarge	1X	2X	3X	4X
ee - Poitrine	38-40 (96,5-101,5cm)	40-42 (101,5-106,5cm)	42-44 (106,5-111,5cm)	44-46 (111,5-117cm)	46-48 (117-122cm)	48-50 (122-127cm)	50-52 (127-132cm)	52-54 (132-137cm)
aa - Taille	32-34 (81,5-86,5cm)	34-36 (86,5-91,5cm)	36-38 (91,5-96,5cm)	38-40 (96,5-101,5cm)	40-42 (101,5-106,5cm)	42-44 (106,5-112cm)	44-46 (112-117cm)	46-48 (117-122cm)

## SOUTIEN-GORGE DE COMPRESSION

Le soutien-gorge stabilisateur est principalement reconnu pour sa compression ainsi que pour le support solide qu'il apporte après une opération. Son tissage tridimensionnel offre une zone de soutien qui s'adapte à la mise en place des implants tout en offrant un maintien absolu comme pour tous les vêtements de la gamme AngelCare™. La fermeture avant du soutien-gorge à l'aide d'agrafes offre trois niveaux d'ajustement et permet de s'adapter à toutes les étapes postopératoires. Il couvre très bien le dos et le côté du corps et est aussi utilisé pour contrôler l'œdème au tronc suite à un cancer du sein.

### LE SOUTIENS-GORGE DE COMPRESSION EST IDÉAL POUR:

- ◆ Réduction mammaire
- ◆ Augmentation mammaire
- ◆ Reconstruction mammaire
- ◆ Mastectomie
- ◆ Mamelons inversés
- ◆ Œdème du tronc

**P1 403**

**Maintien ferme**  
(ouverture avant)

Disponible  
en beige  
ou noir

Taille 32 à 44



**P1 402**

**Maintien modéré**  
(ouverture arrière)

Disponible  
en beige

Taille 32 à 42



Tableau des grandeurs pour soutien-gorge P1 403 - Bonnet A à D

Grandeur	32	34	36	38	40	42	44
<b>Sous buste</b>	25-26.5 (63,5-67cm)	27-28.5 (68,5-72,5cm)	29-30.5 (74-77,5cm)	31-32.5 (79-82,5cm)	33-34.5 (84-88cm)	35-36.5 (89-92,5cm)	37-38.5 (94-98cm)
<b>Buste à la pointe</b>	31-34 (79-86,5cm)	33-36 (84-91,5cm)	35-38 (89-96,5cm)	37-40 (94-101,5cm)	39-42 (99-107cm)	41-44 (104-112cm)	43-46 (109-117cm)

Tableau des grandeurs pour soutien-gorge P1 402 - Bonnet C à F

Grandeur	32	34	36	38	40	42
<b>Sous buste</b>	25-26.5 (63,5-67cm)	27-28.5 (68,5-72,5cm)	29-30.5 (74-77,5cm)	31-32.5 (79-82,5cm)	33-34.5 (84-88cm)	35-36.5 (89-92,5cm)
<b>Buste à la pointe</b>	33-36 (84-91,5cm)	35-38 (89-96,5cm)	37-40 (94-101,5cm)	39-42 (99-107cm)	41-44 (104-112cm)	43-46 (109-117cm)

## NOUVEAU MENTONNIÈRE

Ajustable, la mentonnière AngelCare™ est confortable et vous permettra de récupérer de votre opération avec moins de douleur tout en contrôlant l'œdème postopératoire. Suivez 2 semaines en permanence, ensuite 10 heures par jour pour les 2 semaines suivantes ou suivre les directives du médecin.

### IDÉAL POUR:

- ◆ Liposuccion et lipectomie du cou et du menton
- ◆ Redrapage du visage et du cou
- ◆ Implant de menton

**P1 407**

Disponible  
en beige

Une taille



*Avoir le meilleur vêtement post-chirurgical est une nécessité. Non seulement cela aidera à réduire la douleur et l'enflure, mais il donnera également de meilleurs résultats et une récupération plus rapide.*